


# GUIDE D'UTILISATION


01.

## Sélectionner le dossier


Veillez sélectionner au moins un dossier afin de calculer le temps d'utilisation du spectromètre en minutes



02.




## Sélectionner la date et heure de début

Veillez sélectionner une date antérieure à la date de création du dossier le plus ancien parmi votre sélection de dossier. Cliquez sur la flèche  au bout à droite afin de faire apparaître le calendrier.

03.

## Sélectionner la date et heure de fin

Veillez sélectionner une date précédente la dernière date de modification du dossier le plus récent parmi votre sélection de dossier. Cliquez sur la flèche  au bout à droite afin de faire apparaître le calendrier.

## Appuez sur le bouton Calculer

Appuyer sur le bouton Calculer afin d'effectuer le calcul total du nombres de minutes pour tous les dossiers sélectionnés et celui-ci apparaîtra à l'écran.

04.